



ORCAM Read 3.0

CND: Y210606 - SISTEMI OCR & Y210915 - DISPOSITIVI DI SINTESI VOCALE

Numero repertorio Dispositivi Medici: 2270603

Riconducibile Codici ISO: 21.09.15.003 & 21.06.06.003 & 21.06.03.006

Nuovi Codici ISO 22.30.21.006 oppure 22.39.07.003 & 22.39.12.003 & 22.03.18.006

Descrizione prodotto:

Trasforma il modo in cui leggi!

Per le persone con leggera ipovisione, affaticate dalla lettura, che hanno difficoltà a leggere (inclusa la dislessia) e per chiunque consumi grandi quantità di testo.

OrCam Read 3 è l'ultima versione dell'iconico dispositivo di lettura della famosa serie OrCam. È un dispositivo palmare unico nel suo genere, con una fotocamera che legge perfettamente il testo da qualsiasi superficie stampata o da qualsiasi schermo, grazie all'uso di logiche di Intelligenza Artificiale.

Ti consente di goderti il giornale del mattino, leggere qualsiasi libro e persino leggere tutto ciò che appare sullo schermo del tuo computer o smartphone. E se sei connesso in Wi-Fi o USB C al pc, potrai persino leggere e riconoscere la scrittura a mano!

Leggi in privato il testo che scegli, migliora il tuo tempo studiando, lavora in modo più efficiente!

Punta, click e leggi

Con la semplice pressione di un pulsante, OrCam Read 3 fa apparire un puntatore laser, così potrai indicare da dove iniziare a leggere o cosa leggere.

Impugna OrCam Read 3 come se fosse una penna; tutta la comodità e portabilità in una sola mano.

Ingrandisci tutto quanto istantaneamente

Tramite la connessione al computer o al tablet, che avviene tramite rete Wi-Fi o USB-C, potrai utilizzare OrCam Read 3 come un comodissimo dispositivo di ingrandimento. Punta OrCam Read 3 verso qualsiasi testo o oggetto, e potrai istantaneamente visualizzarlo ingrandito sullo schermo del tuo dispositivo.

Vision Dept S.r.l.

Sede Legale: Via G. B. Morgagni 6, 20129 Milano

Capitale sociale: € 95.000 i.v. – PIVA/CF 09346340962 – REA MI 2084351

Telefono: +39 0229534862 Sito web: www.visiondept.it Email: info@visiondept.it



Ascoltalo istantaneamente

Qualunque tipologia di testo viene istantaneamente trasformata in audio per la lettura o la trasmissione via Bluetooth ad un paio di cuffie, ad esempio per una lettura più piacevole.

Esporta istantaneamente il testo

Dopo averlo connesso al tuo computer o tablet, in pochi clic potrai esportare il testo che hai acquisito, in modo da poterlo salvare e condividere con chi vuoi.

Leggi senza limitazioni

Con la semplice pressione di un pulsante, OrCam Read 3 attiva un laser per indicare dove iniziare a leggere. Attraverso un minuscolo altoparlante integrato o un dispositivo Bluetooth connesso, legge ad alta voce la selezione del testo, in tempo reale e offline.

Tutte le lingue del mondo

OrCam Read 3, una volta collegato al PC tramite Wi-Fi o USB C, può essere usato per leggere testo in 140 lingue. Le tre lingue integrate nel tuo dispositivo sono sempre disponibili, ma se te ne servono altre, ti basterà collegarti in rete per sfruttare la potenza di Internet per leggere qualsiasi testo, in qualsiasi alfabeto.

Intelligenza artificiale sempre con te

OrCam My Eye 3, grazie alla connessione al PC o al tablet, può istantaneamente inviare il testo che acquisisci all'intelligenza artificiale, così potrai chiedere qualsiasi cosa ed avere la risposta in pochissimi secondi. Hai scansionato una bolletta e vuoi sapere soltanto l'importo totale, oppure la data di scadenza? Ti basterà chiedere, ed OrCam penserà al resto.

Banconote e codici a barre

Non sai che banconota hai in mano o quale prodotto in cucina stai per aprire? OrCam Read 3 può aiutarti. Grazie al riconoscimento integrato di banconote e prodotti, ti basterà puntare e premere il pulsante: OrCam farà il resto per te. E se un prodotto non è conosciuto, niente paura, puoi insegnarglielo. Scatta una foto, registra un messaggio e la prossima volta che inquadrerai quel prodotto, OrCam saprà cosa dire.

App mobile per una configurazione facile e veloce

Tramite l'app mobile dedicata, disponibile per iOS ed Android, potrai configurare le impostazioni del tuo dispositivo OrCam in maniera facile e veloce. Ti basterà registrarti al portale gratuito di OrCam, ed in pochi passaggi verrai guidato nella connessione del tuo dispositivo al telefono via Bluetooth, così sarai operativo fin da subito.

Vision Dept S.r.l.

Sede Legale: Via G. B. Morgagni 6, 20129 Milano

Capitale sociale: € 95.000 i.v. – PIVA/CF 09346340962 – REA MI 2084351

Telefono: +39 0229534862 Sito web: www.visiondept.it Email: info@visiondept.it



Caratteristiche Tecniche:

- Lettura al buio o con scarsa luminosità grazie a LED incorporati
- Nessuna unità aggiuntiva o cavi di collegamento.
- Pulsanti in rilievo e di facile riconoscimento.
- Può essere usato come ingranditore schermo se connesso a una rete Wi-Fi tramite PC o tablet.
- Riconoscimento offline automatico della lingua stampata (Italiano o Inglese), più una terza lingua europea a scelta.
- Riconoscimento di 140 lingue se connesso a una rete Wi-Fi tramite tablet o PC via USB-C.
- Due tipi di puntatori, freccia e riquadro.
- Connettività Bluetooth per auricolari o apparecchi acustici.
- Jack 3.5 mm per connessione cuffie con filo.
- Wi-Fi per gli aggiornamenti software.
- Velocità di riproduzione regolabile da 100 a 300 parole / min.
- App per dispositivi mobile iOS.
- Web app (in lingua inglese) per esportazione testo e ingrandimento del testo
- Durata batteria: 4 ore.
- Peso unità: 44g.
- Dimensioni: 122 mm x 25 mm x 13 mm.

Vision Dept S.r.l.

Sede Legale: Via G. B. Morgagni 6, 20129 Milano

Capitale sociale: € 95.000 i.v. – PIVA/CF 09346340962 – REA MI 2084351

Telefono: +39 0229534862 Sito web: www.visiondept.it Email: info@visiondept.it